

Pipettierhelfer / Pipet Controller

pipeo®

Gebrauchsanleitung
Operating Manual

VITLAB GmbH

Linus-Pauling-Str.1

63762 Grossostheim

Germany

tel: +49 6026 97799-0

fax: +49 6026 97799-30

info@vitlab.com

www.vitlab.com

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity



Kenn-Nummer / No : siehe Gehäuseunterseite / see reverse side of housing - Artikel-Nr / Article No: 1631500
Gegenstand der Erklärung / Object of the declaration: VITLAB pipeo®

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen und die Anfertigung der technischen Unterlagen trägt der Hersteller
The manufacturer is solely responsible for issuing this declaration of conformity with regard to meeting the essential requirements and preparing the technical documentation.

VITLAB GmbH
Linus-Pauling-Straße 1
63762 Großostheim
Deutschland, Germany

Der oben beschriebene Gegenstand entspricht den grundlegenden Anforderungen, die in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtschriften festgelegt sind:
The object described above meets the basic requirements that are specified in the harmonization legislation listed below:

Angewendete harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards:

RoHS : 2011/65/EC ⁽¹⁾
incl. RoHS : 2015/863/EU ⁽²⁾
EMC : 2014/30/EC ⁽³⁾

EN IEC 63000:2018

EN 61326-1:2013

Weitere angewandte Normen:
Other applied standards:

Geltungsbereich:
Scope:

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019
EN/IEC 62368-1:2014 (angewendet auf Fremdherstellernetzteil
/ applied to thirdparty power supply)

NRL / LVD
NRL / LVD

Zusatzangaben / additional information:
Fundstellen / References:

- ⁽¹⁾ ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88-110. / OJ L 174, 1.7.2011, p. 88-110.
in der jeweils gültigen Fassung. / in the respective current version. (<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>).*
⁽²⁾ ABl. L 137 vom 4.6.2015, S. 10-12. / OJ L 137, 4.6.2015, p. 10-12.
in der jeweils gültigen Fassung. / in the respective current version. (<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>).*
⁽³⁾ ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79-106. / OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106.
in der jeweils gültigen Fassung. / in the respective current version. (<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>).*

Grossostheim, 20. September 2022 / September 20th, 2022

02-20.09.22

Wolfgang Nicolaus
Geschäftsführer
Managing Director

Dr. Stephan Schmidt
Beauftragter Produkt Compliance
Regulatory Affairs

Unterzeichnet für und im Namen von / signed on behalf of and in the name of VITLAB GmbH

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsvorschriften, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
This document declares the accordance with the named harmonized regulations, but does not assure specific properties.

Inhalt

1. Sicherheitsbestimmungen	4
2. Sicherheitssymbole	5
3. Funktion	5
4. Einsatzgrenzen	6
5. Einsatzausschlüsse	6
6. Lagerbedingungen	6
7. Einzelteile	7
8. Die ersten Schritte	8
9. Pipettieren	9
10. Akku laden	12
11. Akku austauschen	14
12. Filter austauschen und Rückschlagventil reinigen	15
13. Reinigung UV-Entkeimung Autoklavieren	16
14. Bestelldaten	17
15. Zubehör und Ersatzteile	17
16. Störung - was tun?	18
17. Zur Reparatur einsenden	19
18. Mängelhaftung	19
19. Akkuentsorgung	20

1. Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät kann in Kombination mit gefährlichen Materialien verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle Sicherheitsprobleme aufzeigen, die hierbei eventuell auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die entsprechenden Einschränkungen vor Gebrauch festzulegen.

1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch des Gerätes gelesen haben und beachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften befolgen, z. B. Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen.
3. Angaben der Reagenzienhersteller beachten.
4. Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre betreiben und keine leicht entzündlichen Medien pipettieren.
5. Gerät nur zum Pipettieren von Flüssigkeiten und nur im Rahmen der definierten Einsatzgrenzen einsetzen. Bei Zweifel unbedingt an den Hersteller oder Händler wenden.
6. Stets so arbeiten, dass weder der Anwender noch andere Personen gefährdet werden. Spritzer vermeiden. Nur geeignete Gefäße verwenden.
7. Nie Gewalt anwenden.
8. Nur Original-Zubehör und Original- Ersatzteile verwenden, keine technischen Veränderungen vornehmen. Das Gerät nicht weiter zerlegen, als in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
9. Vor Verwendung stets den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes prüfen. Sollten sich Störungen des Gerätes ankündigen, sofort aufhören zu Pipettieren und das Kapitel ‚Störung – was tun‘ befolgen (Seite 18). Ggf. an den Hersteller wenden.
10. Zum Aufladen des Nickel-Metallhydrid Akkus darf nur das Original-Netzteil verwendet werden.
11. Das Netzteil ist vor Feuchtigkeit zu schützen und darf nur in Verbindung mit diesem Gerät betrieben werden.

12. Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur durch autorisierte Service Techniker durchgeführt werden.
13. Der Akku darf nicht gegen nicht wiederaufladbare Akkus oder wiederaufladbare Akkus anderer Hersteller ausgetauscht werden (s. Seite 14).

Warnung!

Unsachgemäße Behandlung des Gerätes oder des Akkus (Kurzschluss, mechan. Zerstörung, Überhitzung, etc.) kann in Extremfällen zur Explosion des Akkus führen.

2. Sicherheitssymbole

Symbol auf Gerät	
	Allgemeines Warnzeichen
	Gebrauchsanleitung beachten

3. Funktion

Das Gerät dient als Hilfe zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit Mess- und Vollpipetten aus Glas und Kunststoff im Volumenbereich von 0,1 ml bis 200 ml und mit einem Saugrohr-Außendurchmesser < 9,2 mm. Bei richtiger Handhabung kommt die pipettierte Flüssigkeit nur mit der Pipette in Kontakt.



Mit diesem Zeichen bestätigen wir, dass das Produkt den in den EG-Richtlinien festgelegten Anforderungen entspricht und den festgelegten Prüfverfahren unterzogen wurde.

4. Einsatzgrenzen

Das Gerät dient zum Pipettieren von Flüssigkeiten unter Beachtung folgender physikalischer Grenzen:

- +10 °C bis +40 °C (von Gerät und Reagenz)
- Dampfdruck bis max. 500 mbar. Oberhalb von 300 mbar langsam aufsaugen, um Sieden der Flüssigkeit zu vermeiden.
- Dichte bis 9,0 g/cm³

5. Einsatzausschlüsse

Das Gerät darf nicht für Flüssigkeiten eingesetzt werden, deren Dämpfe korrodierend wirken bzw. die Materialien Silikon oder EPDM angreifen. Das Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch mit Pasteurpipetten.

Warnung!

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben oder geladen werden. Es dürfen keine leichtentzündlichen Medien pipettiert werden (Flammpunkt unter 0 °C, z. B. Ether, Aceton).

6. Lagerbedingungen


Gerät und Zubehör kühl und trocken lagern.

Lagertemperatur:

- 20 °C bis + 50 °C

7. Einzelteile

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Aufsaugeknopf | 8. Adapter/Rückschlagventil (SI/PTFE) |
| 2. Abgabeknopf | 9. Adaptergehäuse (PP) |
| 3. Wahlschalter für Betriebsart | 10. Ladebuchse |
| 4. Akkufach | 11. Netzteil: |
| 5. Lade-Indikator (LED) | Input: AC 100 - 240 V; 50/60 Hz |
| 6. Druckausgleichsöffnung | Output: DC 5V/200 mA |
| 7. Membranfilter (PP/PTFE) | |




8. Die ersten Schritte


1. Stecker des Akkus am Kabel halten, entsprechend ausrichten und fest in die Buchse einstecken. Akku einlegen.

Hinweis:


Blinkende LED zeigt an, dass der Akku zur Inbetriebnahme geladen werden muss (> Seite 12-13).



2. Batteriefachdeckel aus der Packung nehmen.



3. Akkufach schließen.




9. Pipettieren

Pipette aufstecken

Pipette stets möglichst dicht am oberen Ende halten und vorsichtig in den Adapter einschieben bis sie fest sitzt.

Warnung!


Auf festen Sitz der Pipette achten. Nie Gewalt anwenden! Besonders bei dünnen Pipetten besteht die Gefahr von Glasbruch! Verletzungsgefahr!



Gerät mit eingesteckter Pipette stets senkrecht halten.

Füllen

Pipettenspitze in die Flüssigkeit eintauchen. Oberen Pipettierknopf langsam eindrücken und Pipette füllen, sodass der Meniskus etwas über den gewünschten Marken liegt.




Achtung!

Darauf achten, dass die Pipette nicht überfüllt wird.

Pipettiergeschwindigkeit verändern

Die Pipettiergeschwindigkeit steigt kontinuierlich bis zur eingestellten maximalen Motordrehzahl an, je weiter die Pipettierknöpfe eingedrückt werden. Zum Füllen den oberen und zum Abgeben den unteren Pipettierknopf drücken.




Volumen einstellen

Pipettenspitze mit geeignetem flusenfreiem Tuch abwischen. Unteren Pipettierknopf langsam eindrücken und Flüssigkeit ablassen, bis der Meniskus genau an der gewünschten Marke eingestellt ist.

Dichtigkeit prüfen

Nach dem Einstellen des Meniskus darf ohne Betätigung der Ventile keine Flüssigkeit aus der Pipette tropfen. Sollte die Pipette tropfen, siehe Kapitel 'Störung was tun?' (> Seite 18).




Betriebsart wählen

Schalter nach oben:

▽ Freier Ablauf


Schalter nach unten:

▼ Ausblasen (mit Motorkraft)



Entleeren

Unteren Pipettierknopf langsam eindrücken. Je weiter der Pipettierknopf eingedrückt wird, desto schneller wird die Pipette entleert.




10. Akku laden

Warnung!

Nur Original-Netzteil des Herstellers verwenden! Der Gebrauch eines anderen Netzteils kann das Gerät sowie den Akku schädigen. Die Spannungsangabe auf dem Netzteil muss mit der Netzspannung übereinstimmen. Die Netzspannung darf maximal $\pm 10\%$ von der Angabe auf dem Netzteil abweichen. Unbedingt prüfen!

Der eingebaute Nickel-Metallhydrid-Akku gewährleistet im vollgeladenen Zustand eine Betriebsdauer von ca. 8 Stunden. Blinkende LED zeigt an, dass der Akku nachgeladen werden muss.




Lade-Indikator

- | | |
|-----------------------------|--|
| LED aus oder grün blinkend: | - ausreichende Akku-Kapazität |
| LED blinkt langsam rot: | - restliche Akku Kapazität reicht aus um max. 2 Stunden zu pipettieren; Akku laden empfohlen |
| LED blinkt schnell rot: | - Pipettiervorgang beenden und Akku nachladen |

Ladevorgang

1. Ladetemperatur: + 10 °C bis + 35 °C
2. Nach Anschluss des Netzteils leuchtet die LED-Anzeige des Gerätes permanent.
3. Nach vier Stunden Laden, schaltet das Netzteil automatisch auf eine gepulste Erhaltungsladung um (LED-Anzeige blinkt alle 15 Sekunden).



Hinweis:

Das Ladeverfahren verhindert das Überladen und minimiert den Lazy-Battery-Effekt. Um die maximale Kapazität zu erhalten, ist es am besten, den Akku erst dann nachzuladen, wenn dies durch langsames bzw. schnelles Blinken der LED angezeigt wird.

Das Gerät ist auch während des Nachladens betriebsbereit.

Sollte die LED-Anzeige während des Ladens nicht aufleuchten, siehe Kapitel 'Störung-was tun?' (➤ Seite 18).


11. Akku austauschen

Warnung!



Nur Original-Zubehör verwenden (Seite 17). Akkublock nicht gegen nicht-wiederaufladbare Batterien oder aufladbare Akkus anderer Hersteller austauschen.

Der Gebrauch falscher Akkus oder unsachgemäße Behandlung des Gerätes (Kurzschluss, mechan. Zerstörung, Überhitzung, etc.) kann in Extremfällen zur Explosion des Akkus führen.

1. Zum Öffnen des Akkufachs auf die Pfeilmarkierung, Position ①, drücken und gleichzeitig den Deckel nach hinten schieben.



2. Akku entfernen.
3. Akkustecker an den Kabeln fassen und behutsam aus der Buchse ziehen.
4. Stecker des neuen Akkus am Kabel fassen, entsprechend ausrichten und fest in die Buchse einstecken, bis er hörbar einrastet.
5. Neuen Akku einlegen und Akkufach schließen.







12. Filter austauschen und Rückschlagventil reinigen

Nur notwendig, wenn eine Pipette überfüllt wurde oder die Saugleistung beeinträchtigt ist.

Warnung!

Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen, Infektionsgefahr!

1. Pipette herausziehen.
2. Adaptergehäuse abschrauben.
3. Benetzten Membranfilter abziehen.
4. Adapter nach oben aus dem Adaptergehäuse herausdrücken. Nicht das Rückschlagventil aus dem Adapter entfernen.
5. Zur Reinigung Adapter mit eingebautem Rückschlagventil sorgfältig mit einer Spritzflasche ausspülen. Anschließend ausblasen und trocknen.
6. Neuen Membranfilter mit dem dickeren Anschluss nach unten zuerst in den Adapter eindrücken (die dünnere, konische Seite nach oben).



7. Die komplette Pipettenaufnahme inkl. Membranfilter ist autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) und einer Haltezeit von mindestens 15 Minuten nach DIN EN 285.
8. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder komplettieren und Dichtigkeit prüfen (➤ Seite 10).

Hinweis:

Nicht jeder Membranfilter ist geeignet! Nur Original-Zubehör verwenden. Serienmäßig ist das Gerät mit 0,2 µm Membranfilter (roter Farbcode) ausgestattet. Der Membranfilter ist bis zu fünfmal bei 121 °C autoklavierbar. Die Wirksamkeit des Autoklavierens ist vom Anwender jeweils selbst zu prüfen. Mit 0,2 µm Membranfilter (für Zellkultur) können Volumentoleranzen der Klasse B erzielt werden. Zur Einhaltung der Volumentoleranzen der Klasse A sind 3 µm Membranfilter erforderlich. Diese haben aufgrund der größeren Porenweite einen geringeren Einfluss auf die freie Ablaufzeit der Pipetten. (Ersatzteile S. 17).

13. Reinigung | UV-Entkeimung | Autoklavieren

Gehäuseteile gelegentlich mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei ordnungsgemäßer Benutzung ist das Gerät wartungsfrei.

Das Gerät ist gegen die übliche Belastung einer UV-Entkeimungslampe beständig. Infolge der UV Einwirkung ist eine Farbveränderung möglich.

Membranfilter, Adapter und Adaptergehäuse sind autoklavierbar bei 121 °C, 2 bar und einer Haltezeit von mindestens 15 Minuten nach DIN EN 285.

Vor dem Autoklavieren müssen die Teile sorgfältig gereinigt werden (s. Seite 15).

14. Bestelldaten

pipeo®- Pipettierhelfer mit Netzteil

Lieferumfang:

VITLAB pipeo®, Ladegerät (100 - 240 V, 50/60 Hz), 4 Wechselstecker (EU, UK, US/J, AUS), Akku, ein Batteriefachdeckel, zwei Ersatzmembranfilter (0,2 µm) und Gebrauchsanleitung

	Best.-Nr.
pipeo®	1631500

15. Zubehör und Ersatzteile

	Best.Nr.
Ladegerät für Europa (Kontinent)	1671831
Ladegerät für UK/Irland	1671832
Ladegerät für Japan	1671833
Ladegerät für Australien	1671834
Ladegerät für USA	1671835
Adaptergehäuse	1661281
Silikon-Adapter mit Rückschlagventil	1670203
Ersatzmembranfilter 0,2 µm, steril (roter Farbcode) 1 Stk. in Blisterverpackung	1670647
Ersatzmembranfilter 0,2 µm, unsteril 10 Stück im PE-Beutel	1670648
Ersatzmembranfilter 3 µm, unsteril 10 Stück im PE-Beutel	1670650
Nickel-Metallhydrid Akku	1670218
Wandhalter, grau	1670660

16. Störung – was tun?

Störung	Mögliche Ursache	Was tun?
Saugleistung beeinträchtigt	- Rückschlagventil geschlossen - Filter oder Rückschlagventil verschmutzt	- Wahlschalter auf Ausblasen stellen und unteren Pipettierknopf drücken (➤ S. 9) - Rückschlagventil reinigen u. ggf. Filter austauschen (➤ S. 14-16)
Pipette tropft	- Filter sitzt nicht richtig - Adapter oder Pipette beschädigt	- Filter richtig einsetzen (➤ S. 15) - Adapter bzw. Pipette austauschen (➤ S. 14-19)
Pipette hält nicht im Adapter	- Adapter verschmutzt bzw. beschädigt	- Adapter reinigen, luft-trocknen ggf. austauschen (➤ S. 14-19)
Nach Anschluss des Netzteils blinkt die LED-Anzeige des Gerätes, bzw. leuchtet <u>nicht</u>	- Akku/Netzteil oder Gerät defekt	- Akku/Netzteil austauschen - Gerät zur Reparatur einsenden (➤ S. 19)
Ladevorgang nicht erfolgreich; LED-Anzeige des Gerätes leuchtet nicht	- Akku defekt	- Akku austauschen (➤ S. 14)

Wenn Sie das Problem mittels obiger Störungstabelle nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

17. Zur Reparatur einsenden

Achtung!

Aus Sicherheitsgründen können nur saubere/dekontaminierte Geräte geprüft/repariert werden.


- Daher: Gerät gründlich reinigen und dekontaminieren!
- „Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit“ ausfüllen (Vordrucke können beim Händler oder Hersteller angefordert werden, bzw. stehen unter www.vitlab.com zum Download bereit) und gemeinsam mit dem Gerät an Hersteller oder Händler senden unter Angabe von:
 - Art der Störung
 - Dosierte Medium.

Der Rücktransport geschieht auf Gefahr und Kosten des Einsenders.

18. Mängelhaftung

Wir haften nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung, Bedienung oder nicht autorisierter Reparatur des Gerätes oder für Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Verschleißteilen wie z. B. Kolben, Dichtungen, Ventilen sowie bei Glasbruch. Gleiches gilt für die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für entstandene Schäden, wenn das Gerät weiter zerlegt wurde als in der Gebrauchsanleitung beschrieben oder wenn fremde Zubehör- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.

19. Akkuentsorgung



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien/ Akkus und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll (unsortierter Siedlungsabfall) getrennt entsorgt werden müssen.

Elektronische Geräte müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsprechend den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die sich schädlich auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können. Sie müssen daher gemäß der Richtlinie 2006/66/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren fachgerecht entsprechend den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Nur vollständig entladene Batterien und Akkus entsorgen.

Warnung!

Akku zum Entladen nicht kurzschließen!

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Contents

1. Safety Instructions	22
2. Safety Symbols	23
3. Application	23
4. Limitations of use	24
5. Operating exclusions	24
6. Storage Conditions	24
7. Components	25
8. Getting started	26
9. Pipetting	27
10. Recharging the battery	30
11. Replacing the battery	32
12. Replacing the filter and cleaning the check valve	33
13. Cleaning UV sterilization Autoclaving	34
14. Ordering Data	35
15. Accessoires and spare parts	35
16. Troubleshooting	36
17. Return for Repair	37
18. Warranty	37
19. Battery disposal	38

1. Safety Instructions

Because this instrument may be used with hazardous materials, this Operating Manual does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of whomever uses this instrument to consult and establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

1. Every user must read and understand this operating manual before operation.
2. Follow the general instructions for hazard prevention and safety regulations, e.g., wear protective clothing, eye protection and gloves.
3. Observe all specifications provided by reagent manufacturers.
4. Never use the instrument in an atmosphere with danger of explosion. Highly flammable liquids must not be pipetted.
5. Use the instrument only for dispensing liquids, with strict regard to the defined limitations of use. If in doubt, contact the manufacturer or supplier.
6. Always use the instrument in such a way that neither the user nor any other person is endangered. Avoid splashes. Only dispense into suitable vessels.
7. Never use force when using this instrument.
8. Only use original manufacturer's accessories and spare parts. Do not attempt to make any technical alterations. Do not dismantle the instrument any further than is described in the operating manual!
9. Always check the instrument for visual damage before use. If there is a sign of a potential malfunction, immediately stop pipetting. Consult the 'Troubleshooting' section of this manual (see page 36), and contact the manufacturer if needed.
10. Only the original AC adapter can be used for recharging of the nickelmetal hydride battery.
11. The AC adapter has to be protected against moisture and must be used only for this instrument.

12. Only authorized service personnel may repair or service the instrument.
13. The battery must not be replaced with nonrechargeable batteries or rechargeable batteries of other manufacturers (see page 32).

Warning!

Improper use of the instrument or the battery (short-circuit, mechanical damage, overheating, etc.) may cause the explosion of the battery.

2. Safety Symbols

Symbol on Device	
	General warning sign
	Observe the operating manual

3. Application

The instrument is designed to assist the filling and dispensing of graduated and volumetric pipettes of glass or plastic in the volume range of 0.1 ml to 200 ml with a suction tube outer diameter < 9.2 mm for measuring liquids.

If the instrument is used correctly, the pipetted liquid will only contact the pipette.



This sign certifies that the product meets the requirements of the EEC directive and has been tested according to the specified test methods.

4. Limitations of use

The instrument is designed for pipetting liquids, observing the following physical limits:

- +10 °C to +40 °C (50 °F to 104 °F) (of instrument and reagent)
- Vapor pressure up to max. 500 mbar.
Aspirate slowly above 300 mbar, in order to prevent the liquid from boiling.
- Density up to 9.0 g/cm³

5. Operating exclusions

Never use the instrument with liquids whose vapors have a corrosive effect or attack the materials silicone or EPDM.

The instrument is not designed for Pasteur pipettes.

Warning!

Never use or recharge the instrument in an atmosphere with danger of explosion. Highly flammable liquids (e. g., ether, acetone and other liquids with a flash point below 0 °C) must not be pipetted.

6. Storage conditions


Store instrument and accessories in a cool, dry place.

Storage temperature:

- 20 °C to + 50 °C (- 4 °F to + 122 °F)

7 Components

1. Aspirate button
2. Delivery button
3. Mode selection switch
4. Battery compartment
5. Recharging-indicator (LED)
6. Air inlet/exhaust
7. Membrane filter (PP/PTFE)
8. Adapter with check-valve (SI/PTFE)
9. Adapter support (PP)
10. Charging socket
11. AC Adapter:
Input: AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Output: DC 5V/200 mA




8. Getting started


1. Confirm alignment of battery plug and grip the plug by the wire and push it firmly into the socket. Place battery in compartment.

Note:


Flashing LED indicates that the battery has to be charged for initial operation (➤ pages 30-31).



2. Take battery compartment cover out of the packaging.



3. Close battery compartment.




9. Pipetting

Attach the pipette

Hold the pipette as near to its upper end as possible, and carefully insert it into the adapter until it fits tightly.

Warning!


Be sure that the pipette fits tightly into the adapter. Never use force. Thin pipets are particularly liable to break. Avoid the risk of injury!



Once the pipette has been securely attached, always hold the instrument in a vertical position, tip down.

Filling

Immerse the pipette tip into the liquid. Slowly depress the upper pipetting button and fill the pipette so that the meniscus is slightly above the mark desired.




Attention!

Take care to avoid overfilling of the pipette.

Pipetting speed control

The amount of pressure on the pipetting buttons provides continuously variable speeds up to the rate set by the speed controller. Press upper pipetting button for filling and lower button for dispensing.




Adjust the volume

Use suitable lint-free tissue to wipe the pipette tip. Slowly press the lower button and dispense liquid until the meniscus is adjusted exactly to the desired volume.

Leak Test

When the meniscus has been set, liquid should not drip out of the pipette until the valves are activated.

Should the pipette drip, see chapter 'Troubleshooting' (➤ page 36)




Select mode

Switch up:

▽ Gravity-delivery


Switch down:

▼ Blow-out (with motor power)



Dispensing

Slowly press the lower pipetting button. The dispensing speed is dependent on the amount of pressure on the pipetting button.




10. Recharging the battery

Warning!

Use original manufacturer's AC adapter only! Using a different AC adapter can damage both the instrument and the charger, and will void the warranty. Confirm the voltage of the AC adapter matches the voltage of your electrical outlet. The power supplied to the AC adapter should differ by no more than $\pm 10\%$.

One full charge of the nickel-metal hydride battery allows 8 hours of non-stop pipetting. A flashing LED indicates the need for recharging.




Recharging indicator

- | | |
|---------------------------|--|
| LED off or flashes green: | - battery charge is sufficient |
| LED flashes slowly red: | - remaining battery charge is sufficient for a maximum of two hours of pipetting; charging of battery is recommended |
| LED flashes quickly red: | - finish pipetting activity and charge battery |

Recharging procedure

1. Temperature range for recharging:
+ 10 °C to + 35 °C (+ 50 °F to + 95 °F)
2. When the AC adapter is initially connected, the LED on the instrument lights continuously.
3. After 4 hours of charging, the AC adapter switches to a pulsed, long-term charging mode (indicated by the LED flashing every 15 seconds).



Note:

The charging system is designed to prevent the battery from overcharging and minimizes the lazy-battery-effect. To maintain maximum battery capacity, it is best to charge the battery only when the slowly-flashing or quickly-flashing LED indicates charging is needed.

The instrument can be used during recharging. If the LED does not light up during charging see chapter 'Troubleshooting' (> page 18).


11. Replacing the battery

Warning!

Only use original manufacturer's accessories (page 35). The battery must not be replaced by non-rechargeable or rechargeable batteries of other manufacturers.

Use of the wrong batteries or improper use of the instrument (e.g., short-circuit, mechanical damage, overheating, etc.) may cause the batteries to explode.


1. To open the battery compartment press at the embossed arrow, position ①, and simultaneously slide cover back.




2. Remove the battery.

3. Grip battery plug by the wire and pull it gently out of the socket.

4. Grip the plug of the new battery by the wire and push it firmly into the socket until you can hear it is snapping in.



5. Insert new battery and close battery compartment.







12. Replacing the filter and cleaning the check valve

Only necessary if a pipette has been overfilled or the suction capacity is impaired.

Warning!

Wear protective gloves and eye protection.
Avoid the risk of contamination!

1. Pull out the pipette.
2. Unscrew the adapter support.
3. Pull out the membrane filter.
4. Remove the adapter from the adapter support by pushing it upwards. Do not remove check valve from the adapter.
5. To clean adapter with built-in check valve, carefully rinse it by using a wash bottle. Blow out the liquid and allow to dry completely.
6. Place the new membrane filter with the thicker end facing downwards into the adapter (with the smaller conical side up).



7. The entire pipette adapter incl. membrane filter is autoclavable at 121 °C (250 °F), 2 bar absolute (30 psi) with a holding time of at least 15 minutes according to DIN EN 285.
8. Reassemble the instrument in reverse order and carry out leak test (➤ page 28).

Note:

Not every membrane filter is suitable. Only use genuine manufacturer's recommended accessories.

Each instrument will be supplied with a 0.2 µm membrane filter (red color code). The membrane filter is autoclavable up to 5 times at 121 °C (250 °F). It is the user's responsibility to ensure effective autoclaving. The filter with 0.2 µm pore size (for cell culture) is sufficient to meet class B tolerances. For class A accuracy, it is necessary to use a 3 µm membrane filter. This filter has a larger pore size and thus permits better airflow for gravity-delivery. (Spare parts page 35).

13. Cleaning | UV sterilization | Autoclaving

Occasionally wipe the housing with a damp cloth.

When properly used, the instrument is maintenance-free.

The unit can withstand the usual output of a UV sterilization lamp. The effects of the UV may cause some color change.

Membrane filter, adapter and adapter support are autoclavable at 121 °C (250 °F), 2 bar absolute (30 psi) with a holding time of at least 15 minutes according to DIN EN 285.

Before autoclaving, the parts must be cleaned carefully (s. page 33).

14. Ordering Data

pipeo®- pipette controller with AC adapter,

Included in delivery:

VITLAB pipeo®, battery charger (100 - 240 V, 50/60 Hz), 4 plug adapters (EU, UK, US/J, AUS), battery, battery compartment cover, two replacement 0.2 µm membrane filters and instruction manual

	Cat. No.
pipeo®	1631500

15. Accessories and spare parts

	Cat. No.
Battery charger for Continental Europe	1671831
Battery charger for UK/Ireland	1671832
Battery charger for Japan	1671833
Battery charger for Australia	1671834
Battery charger for USA	1671835
Adapter housing	1661281
Silicone adapter with non-return valve	1670203
Spare membrane filter 0.2 µm, sterile (red color code) 1 pc. in blister pack	1670647
Spare membrane filter 0.2 µm, non-sterile 10 pc. in PE-bag	1670648
Spare membrane filter 3 µm, non-sterile 10 pc. in PE-bag	1670650
Nickel-metal hydride battery	1670218
Wall support, grey	1670660

16. Troubleshooting

Trouble	Possible Cause	Action to be taken
Suction capacity impaired	- Check valve closed - Filter or check valve dirty	- Set mode selection switch for "power delivery" and press lower button for blow out (> p. 27) - Clean and/or replace check valve (> p. 32-34)
Pipette drips	- Filter not properly positioned - Adapter or pipette damaged	- Insert filter properly (> p. 33) - Replace adapter or pipette (> p. 32-34)
Pipette not held properly	- Adapter dirty or damaged	- Clean the adapter, allow it to dry and/or replace it (> p.32-34)
After connecting the AC adapter, the LED-display of the instrument flashes or does <u>not</u> light up	- Battery/AC adapter or Instrument defective	- Replace battery/AC adapter - Send the instrument in for repair (> p.41)
Recharging procedure not successful, LED-display of the instrument does not light up	- Battery problem	- Replace battery (> p. 37)

If recommendations in the Troubleshooting section do not solve current problems, contact your authorized dealer or the manufacturer directly.

17. Return for Repair

Attention!

For safety reasons, only clean/decontaminated instruments can be checked/repaired.


- Therefore: Clean and decontaminate the instrument carefully.
- Complete the “Declaration on Absence of Health Hazards” (ask your supplier or manufacturer for forms. The forms can also be downloaded on www.vitlab.com) and send the instrument to the manufacturer or supplier and describe:
 - the nature of the problem
 - the pipetted liquids.

Shipment is at the risk and the cost of the sender.

18. Warranty

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use, servicing, operation or unauthorized repairs of the instrument or the consequences of normal wear and tear especially of wearing parts such as pistons, seals, valves and the breakage of glass as well as the failure to follow the instructions of the operating manual. We are not liable for damage resulting from any actions not described in the operating manual or if non-original spare parts or components have been used.

19. Battery Disposal



The adjoining symbol means that storage batteries and electronic devices must be disposed of separately from household trash (mixed municipal waste) at the end of their service life.

According to the Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) of 27 January 2003, electronic equipment requires disposal according to the relevant national disposal regulations.

Batteries contain substances that can have harmful effects on the environment and human health. Therefore according to the Directive 2006/66/EC of the European Parliament and the Council on Waste Batteries of 6 September 2006 batteries require disposal according to the relevant national disposal regulations. Dispose of batteries only when completely discharged.

Warning!

Do not short-circuit the battery to discharge it!

Subject to technical modification without notice. Errors excepted.

DECLARATION OF CONFORMITY

– China RoHS 2



VITLAB GMBH has made reasonable efforts to ensure that hazardous materials and substances may not be used in VITLAB products.

In order to determine the concentration of hazardous substances in all homogeneous materials of the subassemblies, a “Product Conformity Assessment” (PCA) procedure was performed. As defined in GB/T 26572 the “Maximum Concentration Value” limits (MCV) apply to these restricted substances:

+ Lead (Pb):	0.1%
+ Mercury (Hg):	0.1%
+ Cadmium (Cd):	0.01%
+ Hexavalent chromium (Cr(+VI)):	0.1%
+ Polybrominated biphenyls (PBB):	0.1%
+ Polybrominated diphenyl ether (PBDE):	0.1%

Environmental Friendly Use Period (EFUP)

EFUP defines the period in years during which the hazardous substances contained in electrical and electronic products will not leak or mutate under normal operating conditions. During normal use by the user such electrical and electronic products will not result in serious environmental pollution, cause serious bodily injury or damage to the user's assets.

The Environmental Friendly Use Period for VITLAB instruments is 40 years.

Material Content Declaration for VITLAB Products

部件名称 Part name	有毒有害物质或元素 Hazardous substances					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(+VI)	多溴联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE
包装 / Packaging	O	O	O	O	O	O
塑料外壳 / 组件 Plastic housing / parts	O	O	O	O	O	O
电池 / Battery	O	O	O	O	O	O
玻璃 / Glass	O	O	O	O	O	O
电子电气组件 Electrical and electronic parts	X	O	O	O	O	O
金属外壳 / 组件 Metal housing / parts	X	O	O	O	O	O
电机 / Motor	X	O	O	O	O	O
配件 / Accessories	X	O	O	O	O	O
此表格是按照SJ/T 11364-2014中规定所制定的。 This table is created according to SJ/T 11364-2014.						

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
O: Indicates that the above mentioned hazardous substance contained in all homogeneous materials of the part is below the required limit as defined in GB/T 26572.
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
X: Indicates that the above mentioned hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials of this part is above the required limit as defined in GB/T 26572.

注释: 电池,玻璃制品和配件可能不属于此设备的一部分且/或可能有它自己的EFUP标志且/或可能包含更改EFUP标志的部件。

Note: Batteries, glassware and accessories might not be content of the enclosed device and/or may have their own EFUP-marking and/or might be maintaining parts with changing EFUP-marking.

除上表所示信息外,还需声明的是,这些部件并非是有用铅 ((Pb), 汞 ((Hg), 镉 ((Cd), 六价铬 (Cr(+VI)), 多溴联苯 ((PBB)) 或多溴二苯醚 ((PBDE)) 来制造的。

Apart from the disclosures in the above table, the subassemblies are not intentionally manufactured or formulated with lead (Pb), mercury (Hg), cadmium (Cd), hexavalent chromium (Cr+VI), polybrominated biphenyls (PBB), and polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

Products manufactured by VITLAB may enter into further devices or can be used together with other appliances. With these third party products and appliances in particular, please note the EFUP labeled on these products. VITLAB will not take responsibility for the EFUP of those products and appliances.

Place, date: Grossostheim, 01/06/2022



Wolfgang Nicolaus
(Managing Director)



Dr. Stephan Schmidt
(Regulatory Affairs)

VITLAB GmbH

Linus-Pauling-Str.1
63762 Grossostheim
Germany

Telefon: +49 6026 97799-0
Fax: +49 6026 97799-30
E-mail: info@vitlab.com
Internet: www.vitlab.com





